

令和7年11月分

品名	銘柄	検査項目	判定
国産太刀魚フライ50g	極洋	一般細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、ヒスタミン	適
さんま開き粉付30g	東海澱粉	一般細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、ヒスタミン	適
さんま開き粉付40g	東海澱粉	一般細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、ヒスタミン	適
大豆とごぼうのメンチカツ40g	エム・シーシー食品	一般細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157	適
枝豆と豆腐のミンチカツ60g	エム・シーシー食品	一般細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157	適
レンコンと挽肉の合わせ揚げ	SN食品	一般細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157	適
南瓜コロッケ60g	トクスイフーズ	一般細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
冷凍うどん	武蔵野フーズ	一般細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
さんま生姜煮40g	津田商店	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、ヒスタミン	適
いわしのトマト煮50g	津田商店	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、ヒスタミン	適
いわし梅味増煮40g	津田商店	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、ヒスタミン	適
さんま甘露煮40g	津田商店	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、ヒスタミン	適
さんまかぼすれモン煮40g	津田商店	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、ヒスタミン	適
フィレオチキン40g	カセイ食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
フィレオチキン50g	カセイ食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
ほうれん草入りギョーザ	SN食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
国産ギリチキン40g	印南食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
ひじきと野菜の豆腐揚げ	テーブルマーク	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
ギョーザ25	テーブルマーク	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
スクール餃子18g	テーブルマーク	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
Caたっぷりオムレツ(ほうれんそう)40g/バラ	キュービー	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
Caたっぷりオムレツ(トマトミート)40g/バラ	キュービー	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
ポテトカップグラタン(かぼちゃ)	テーブルマーク	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
ぶちまるバーグ40g	SN食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
ぶちまるバーグ50g	SN食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
スティックドック40g	エム・シーシー食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
スティックドック50g	エム・シーシー食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
照り焼きチキン40g	印南食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
照り焼きチキン50g	印南食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
野菜ソイ餃子(Fe入り)18g	カセイ食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
千草焼40g	マルイ食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
国産鶏と豚のミートボールSS	エム・シーシー食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
ジャンボ餃子	大冷	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌	適
マンゴプリン	ニチレイフーズ	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157	適
ブルーツ杏仁プリン(Ca&Fe)	ニチレイフーズ	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157	適
ソフトシュークリーム	大冷	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157	適
ソフトエクレア	大冷	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157	適
ラ・フランスゼリー	給材開発	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157	適
チョコプリン	給材開発	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157	適
ナン(個包装)70g	SN食品	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157	適
肥後パウンドケーキ(ブルーベリー)	丸菱	一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、O-157	適

※未加熱食品の規格に沿って検査しております。